



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sedile da doccia con schienale e foro per disabili

Codice di riferimento: RS833

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 120.9€

Caratteristiche del sedile da doccia con schienale e foro per disabili

Sedia per doccia per anziani e disabili facile da montare e dotato di puntali di gomma antiscivolo.

Questa seduta per doccia Mopedia dispone di una struttura solida e resistente realizzata in alluminio anodizzato che garantisce al malato grande stabilità durante la doccia.

La sedia da doccia dispone di sedile e schienale realizzati in polietilene ad alta densità, facile da pulire e da asciugare.

L'altezza dello schienale e della seduta sono regolabili per permettere all'ausilio da doccia per disabili di essere adattato alla fisicità del paziente.



Specifiche tecniche

- Materiali: alluminio e HDPE
- Peso: 3 kg
- Seduta: 48 x 33 cm
- Altezza seduta: regolabile tra 41 e 53,7 cm
- Dimensioni: 50 x 53 cm
- Altezza sedia complessiva: regolabile tra 71 e 84 cm
- Portata massima: 110 kg
- Colore: bianco

Marca

Mopedia

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**