



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Sedile per doccia senza schienale

Codice di riferimento: RS827

Marca: MOPEDIA

Prezzo: 94.92€

Caratteristiche della sedia da doccia senza schienale

Questa sedia è perfetta per restituire ad anziani e disabili il benessere e il relax di una bella doccia, assicurando stabilità e riducendo il rischio di compiere movimenti che potrebbero essere pericolosi per la loro salute.

Il sedile per doccia si contraddistingue per la sua resistente struttura in alluminio anodizzato. È dotato di puntali in gomma antiscivolo che danno grande stabilità alla sedia. La seduta in polietilene consente di tenere una posizione comoda sia in doccia sia all'interno di grandi vasche da bagno. I fori invece lasciano scorrere l'acqua, evitando il pericolo di scivolamenti. Inoltre, la sedia da doccia è regolabile in altezza, ogni livello varia di 2,5cm ed è privo di schienale.

Marca e modello

MOPEDIA RS827

Domande frequenti

È possibile regolare l'altezza?

Il sedile per doccia senza schienale si può regolare in altezza grazie a una particolare struttura delle gambe che consente di alzare e abbassare la seduta.

Ci sono agevolazioni per l'acquisto?

Sì, è possibile acquistare la sedia per doccia senza schienale con IVA agevolata se si possiede un certificato di disabilità.

Quanto costa il sedile per vasca con schienale?

Il prezzo della seduta per vasca regolabile è di 43,35€. Il costo può cambiare in base a variazioni del prezzo di listino o promozioni attive sul sito.

È adatto sia per doccia che per vasca?

Grazie alla struttura regolabile in altezza, il sedile senza schienale può essere utilizzato sia all'interno della vasca da bagno spaziose che della doccia.

