



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Seduta per la doccia

Codice di riferimento: AB-10

Marca: INTERMED

Prezzo: 60.63€

CARATTERISTICHE:

Sedile realizzato con una struttura leggera in alluminio anodizzato. La seduta e' realizzata con un materiale ergonomico prodotto in polietilene, a cui sono stati applicati dei fori per permettere il regolare deflusso dell'acqua e impedire la stagnazione della stessa. Alle 4 gambe sono stati applicati dei gommini antiscivolo per aumentare la sicurezza del prodotto. La portata massima del prodotto e' di 120 kg, mentre l'altezza e' regolabile da 36 a 46 cm.

APPLICAZIONI:

Per far sedere i pazienti durante la doccia

DIMENSIONI E PESO:

Dimensioni seduta 49 x 28 cm

MARCA E MODELLO:

Intermed AB-10

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una seduta per doccia

Domande frequenti

Come è fatta la seduta per doccia?

La seduta ha una struttura leggera in alluminio anodizzato. Il materiale usato è ergonomico e presenta dei fori per consentire all'acqua di defluire e impedirne la stagnazione. Le gambe sono regolabili e dotate di gommini antiscivolo per aumentare la sicurezza del prodotto.

Ci sono agevolazioni per l'acquisto?

Sì, è possibile acquistare la seduta per la doccia con IVA agevolata se si possiede un certificato di disabilità.

Quanto costa?

Il prezzo della seduta della doccia è di 38,96€. Il costo può cambiare in base a variazioni del prezzo di listino o promozioni attive sul sito.

Qual è la portata massima della seduta?

La sedia da doccia può supportare un peso massimo di 120 kg. Questo la rende ideale per essere utilizzata con pazienti pesanti, assicurando stabilità e comfort.

