



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SENSORE DA DITO - BCI - 0.9 m - pediatrico

Codice di riferimento: 35220

Marca: GIMA

Prezzo: 91.5€

CARATTERISTICHE:

OEM - Marchio: BCI

N: 5

Tipo di sensore: Da dito pediatrico

Lunghezza cavo: 0.9 m

Cavo d'estensione: (cod. 35300) *Questo sensore SpO2 necessita del cavo d'estensione per essere connesso all'apparecchio.

Tutti i prodotti sono forniti con manuale in GB, FR, IT, ES.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Compatibilità

BCI: 3401, 3304, 3303, 3302, 3301, 3300; Spacelabs

Burdick: PRO2

Draeger: Oxipac 2000/2500

MMedChoice: MD300A

Corpluse: 08/16

Digicare: Digimax 5500

Invacare: all models

Lynn Medical: all models

Medlab: POX 10

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 35220

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

