



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SET 3 CANNULE METALLO (4 - 5 - 6 mm) + 2 SPECULUM METALLO (7.5 - 9.4 mm)

Codice di riferimento: 31453

Marca: GIMA

Prezzo: 92.6€

CARATTERISTICHE:

Accessori per otoscopi Parker: Latex free Kit of 3 cannule metalliche (Ø 4, 5, 6 mm) + 2 speculum metallicci aperti (Ø 7.5 - 9.4 mm) Utilizzabili con i codici GIMA: 31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480 Compatibile con: Heine, Kawe, Riester Colore: metallo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- 2 modelli finestrati con 60 mm di apertura e bordi arrotondati
- Superficie interna opaca per ridurre il rischio di riflesso

MARCA E MODELLO:

GIMA 31453

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

conf. 5 pz.



Acquista subito