



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Set completo amnioscopio

Codice di riferimento: 29970

Marca: GIMA

Prezzo: 305€

Caratteristiche del set completo amnioscopio

Kit completo per amnioscopia per esame ginecologico con astuccio per il trasporto e la conservazione.

Questo set per amnioscopia può essere usato in combinazione con la fonte di luce a 150 watt con codice prodotto 30801, il cavo a fibra ottica con codice 30818 e con l'adattatore per fonte luminosa avente invece codice prodotto 30830.

Specifiche tecniche

- Colore: prevalentemente blu e bianco

Marca

Gima

Contenuto della confezione

Amnioscopio con 3 tubi in acciaio con otturatore, innesto portaluce, terminale di collegamento al cavo a fibre ottiche

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**