



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Set Diagnostico Oftalmoscopio Heine K 180

Codice di riferimento: C-182.10.118

Marca: INTERMED

Prezzo: 366.12€

CARATTERISTICHE:

Set completo di Oftalmoscopio HEINE K 180, in astuccio morbido e manico a batterie BETA 2,5 V.
Oftalmoscopio in leggero policarbonato antiurto dalla forma ergonomica che si adatta facilmente al contatto orbitale e apertura di visione a tenuta anti-polvere . Specifiche:

Range di correzione 27 lenti in un range da -35D a +40D

Tecnologia alogena XHL Xenon che garantisce una chiara visione della retina.

Morbido supporto orbitale che protegge gli occhiali dell'esaminatore e stabilizza lo strumento.

5 diaframmi disponibili (Fessura, stellina di fissazione con coordinate polari, filtro verde, spot grande e spot piccolo).

MARCA E MODELLO:

HEINE C-182.10.118

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**