



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

SET DIAGNOSTICO PARKER

Codice di riferimento: 31471

Marca: GIMA

Prezzo: 146.4€

CARATTERISTICHE:

Viene fornito in un astuccio semirigido in nylon contenente: otoscopio Parker 2,5 V con manico ricaricabile, 3 speculum auricolari autoclavabili, 2 specchietti laringe (misura 3 e 4), supporto per la lampadina, una spatola per lingua, speculum nasale regolabile.

MARCA E MODELLO:

GIMA 31471

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**