



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SET DIAGNOSTICO XENON-ALOGENO - 3,5 V

Codice di riferimento: 31480

Marca: GIMA

Prezzo: 219.6€

CARATTERISTICHE:

Set diagnostico fornito in un astuccio rigido contenente: un manico ricaricabile, una testa otoscopio, una testa oftalmoscopio, 3 speculum autoclavabili Ø 2,5 - 3,5 - 4,5, 2 specchi laringe (misura 3 e 4), uno speculum nasale regolabile, spatula abbassalingua e lampada a gomito. Da usare con batterie ricaricabili 3,5 V / 1300 mAh (31541) e base di ricarica (31542).

MARCA E MODELLO:

GIMA 31480

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**