



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SET F.O. PEDIATRICO 2 LAME MILLER 0-1

Codice di riferimento: 34451

Marca: GIMA

Prezzo: 204.8€

CARATTERISTICHE:

La linea "Green GIMA" comprende una serie di lame a fibre ottiche e manici che sono completamente compatibili con tutti i sistemi a fibre ottiche più diffusi sul mercato: Heine, Welch, Allyn, Riester, Medicon e tutti quelli che si adeguano agli standard ISO 7376/3. Prive di lattice. Le lame di queste case si adattano ai manici della linea "Green GIMA" e viceversa. La luce alogena Green GIMA viene trasmessa dal manico alla punta della lama tramite un fascio di fibre ottiche che produce una luce fredda e brillante. Il fascio di F.O. può essere smontato per una sterilizzazione indipendente. Set pediatrico - 2 Lame Miller 0-1 Dotazione standard: • Comprende manico ricaricabile. Stazione di ricarica non inclusa. • Il manico può essere utilizzato con la batteria standard o ricaricabili

MARCA E MODELLO:

GIMA 34451

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**