



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SET F.O. PEDIATRICO, 3 lame Miller 0-1, McIntosh 0

Codice di riferimento: 34454

Marca: GIMA

Prezzo: 266.57€

CARATTERISTICHE:

La linea "Green GIMA" comprende una serie di lame a fibre ottiche e manici che sono completamente compatibili con tutti i sistemi a fibre ottiche più diffusi sul mercato: Heine, Welch, Allyn, Riester, Medicon e tutti quelli che si adeguano agli standard ISO 7376/3. Prive di lattice. Le lame di queste case si adattano ai manici della linea "Green GIMA" e viceversa. La luce alogena Green GIMA viene trasmessa dal manico alla punta della lama tramite un fascio di fibre ottiche che produce una luce fredda e brillante. Il fascio di F.O. può essere smontato per una sterilizzazione indipendente. Set pediatrico - 3 lame Miller 0-1, MC. Intosh 0 Dotazione standard: • Comprende manico ricaricabile. Stazione di ricarica non inclusa. • Il manico può essere utilizzato con la batteria standard o ricaricabili

MARCA E MODELLO:

GIMA 34454

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**