



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## SET INFUSIONE - in polybag

**Codice di riferimento:** 26069

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 224.5€

### CARATTERISTICHE:

SET PER INFUSIONE - SACCHETTO

Il set comprende: un perforatore in ABS con presa d'aria, una camera in pvc, un tubo in pvc da 150 cm, una rotella in abs, un attacco luer lock in pvc senza ago.

Punto iniezione latex free.  
Sterilizzato all'ossido di etilene.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

#### MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 26069

#### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una Confezione da 500 Pezzi

