



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SET INFUSIONE STANDARD - Ago a farfalla 25G Luer Lock - sterile

Codice di riferimento: 23771

Marca: GIMA

Prezzo: 12.81€

CARATTERISTICHE:

SET INFUSIONE STANDARD 25G - STERILE

Set per infusione standard, ago in acciaio inox AISI 304 con affilatura tripla, atossico e apirogeno. Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificatamente per garantire un'iniezione indolore.

Gli aghi sono dotati di alette morbide e flessibili.
Tubo in PVC 30 cm con attacco luer lock.

- Misura: 25G - 0.5x19 mm
- Colore di riferimento: arancio
- Confezione da 100 pezzi
- Confezionati in blister individuali
- Scatola e istruzioni: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, RU.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 23771

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una Confezione da 100 Pezzi

