



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SET KOBOLD - grigio - 6 bracciali nylon chiusura in velcro - 227.71.195

Codice di riferimento: 32696

Marca: GIMA

Prezzo: 301.6€

CARATTERISTICHE:

Sfigmomanometri ad 1 tubo, eleganti e compatti per utilizzo frequente in ambulatori clinici e ospedali. Manometro di precisione, in alluminio anodizzato \varnothing 48 mm. Valvola di riduzione dell'aria a sensibilità regolabile, finitura cromata di alta qualità. Scale: 300 mmHg, divisione scala 2 mm. Prodotto in Germania, originale ERKA. Latex free. Include 6 polsini per circonferenze sotto riportate di braccio: - Coscia: 42-54 centimetri - Adulti di grandi dimensioni: 34-43 centimetri - Adulti: 27-35 centimetri - Ragazzo: 20.5-28 centimetri - Bambini: 13-20 centimetri - Infant: 10-15 cm

MARCA E MODELLO:

GIMA 32696

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**