



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SET LARINGO 3 LAME - medico - Miller 1-2-3

Codice di riferimento: 34306

Marca: GIMA

Prezzo: 102.48€

CARATTERISTICHE:

Linea di alta qualità: - Lampadina grande luminosità - Manico satinato, ergonomico e leggero - Contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata - Gamma completa di lame Mc Intosh e Miller - Compatibilità con manici di altre marche (raccordo ISO 7376) - Set confezionato in valigetta plastica antiurto - Manuale d'uso e manutenzione in Italiano. - Latex free Dotazione standard: • Set fornito in una custodia antiurto e una scatola di cartone.

MARCA E MODELLO:

GIMA 34306

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.



Acquista subito