



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## SET LARINGO HEINE CLASSIC 3+ A LED con manico ricaricabile 3.5V

**Codice di riferimento:** 34367

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 1390.8€

### CARATTERISTICHE:

SET LARINGO HEINE CLASSIC 3+ A LED con manico ricaricabile 3.5V

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

### MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 34367

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**