



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Set Laringo Heine Classic + A Led - 4 Lame

**Codice di riferimento:** 34446

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 1207.8€

### CARATTERISTICHE:

SET LARINGOSCOPI A FIBRE OTTICHE HEINE CLASSIC+ con manico 2,5 V

- Set 4 lame con paed 1, mac 2, mac 3, mac 4, manico LED
- Codice HEINE: F-120.18.860

La gamma "Classic+" di lame a f.o. con fibra heine hilite® con oltre 6.500 singole micro-fibre offre una migliore trasmissione di luce e una maggiore durata. L'innovativa luce HEINE LEDHQ nel manico o la tradizionale lampadina alogena XHL e l'esclusivo fascio di fibre HiLite® dal Ø fino a 4,3 mm, garantiscono una luce 3 volte o del 40% più brillante rispetto alle altre lampadine alogene convenzionali.

Garanzia di 5 anni o 4.000 cicli standard di 134°C/5 min in autoclave con più di 1.000 lux su tutte le lame con fascio di fibre HEINE HiLite®.

Lampadine a lunga durata: le lampadine alogene HEINE XHL® allo Xeno sono frutto della tecnologia allo Xeno di ultima generazione e offrono il 40% di luce in più!

Le lampadine da 3,5 V durano fino al doppio rispetto a quelle da 2,5 V e offrono più luce. Se si desidera avere fino a 3 volte in più di illuminazione rispetto a qualsiasi lampadina Xenon si può optare per la tecnologia esclusiva HEINE, per una illuminazione costante e brillante fino a 50.000 ore.

Batterie ricaricabili a lunga durata 3,5 V

I sistemi HEINE da 3,5 V (LEDHQ o XHL) utilizzano una batteria ricaricabile al litio a lunga durata da 3,5 V che evita di dover sostituire batterie non ricaricabili a intervalli frequenti. Le lame e i manici HEINE F.O. sono compatibili con le Norme iso 7376 (green standard).

**MARCA E MODELLO:**

GIMA - Codice Prodotto 34446

---

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Pezzo

