



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## SET OFTALMOSCOPIO F.O. SIGMA - xenon/alogeno

**Codice di riferimento:** 31527

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 137.5€

### CARATTERISTICHE:

Gli otoscopi ed oftalmoscopi SIGMA sono piccoli strumenti diagnostici di alta qualità pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia. Di peso leggero e dalla struttura in plastica rinforzata resistente all'urto. Forniti in valigette di plastica rigida. Oftalmoscopio di qualità eccellente con 5 differenti aperture per tutte le tipologie di esami. - Tecnologia alogena XHL Xenon. Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente ed un'immagine brillante. Range di correzione da -20 D a +20 D.

### MARCA E MODELLO:

GIMA 31527

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**