



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Set di ricambio per aspiratore Res-Q-Vac - con filtro

**Codice di riferimento:** 28128

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 46.36€

### Caratteristiche del set di ricambio

Il prodotto è un accessorio per aspiratori chirurgici, che sono dispositivi utilizzati in ambito ospedaliero e da personale esclusivamente medico. È dotato di vaso che può contenere liquidi sino ad un massimo di 300 ml ed una lunga cannula per paziente adulto, realizzata con un materiale morbido di tipo yankauer. L'utilizzo di questa cannula è esclusivamente monouso.

 **Acquista subito**