



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SFIGMO ANEROIDE ERKA PERFECT - 201.204.82

Codice di riferimento: 32688

Marca: GIMA

Prezzo: 168.4€

CARATTERISTICHE:

Sfigmomanometro tradizionale a 2 tubi con valvola di rilascio a vite per regolazioni sensibili e bracciale in velcro. -
Quadrante 48 mm - Manometro in ottone cromato Produzione tedesca. 3 anni di garanzia

MARCA E MODELLO:

GIMA 32688

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**