



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SFIGMO BERLIN - adulti

Codice di riferimento: 32724

Marca: GIMA

Prezzo: 84.2€

CARATTERISTICHE:

Il massimo della qualità per uno sfigmomanometro con manometro montato sul bracciale: - manometro ad alta precisione con quadrante extra largo, 65 mm - bracciale top qualità, dotato di supporto in simil pelle e chiusura a velcro - pera extra large in PVC, 9x5 cm, latex free. Prodotto in Italia. Manometro tedesco.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• ALTA QUALITÀ • Pera extra large 9 x 5 cm • Quadrante extra large Ø 65 mm • Bracciale in tela di qualità

MARCA E MODELLO:

GIMA 32724

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**