



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SFIGMO BIG BEN - rotaia

Codice di riferimento: 32742

Marca: GIMA

Prezzo: 168.4€

CARATTERISTICHE:

Sfigmomanometro aneroido con quadrante di 147 mm di diametro per una più facile lettura.
Manometro a tripla membrana, bracciale velcro nero, tubo a spirale molto lungo, pratico cestello porta bracciale.
Disponibile in tre versioni: da muro, per rotaia, su carrello. La versione da muro è ideale per l'applicazione su autoambulanze o in ambulatori, quelle su rotaia o su carrello a 5 ruote, per ospedali e sale operatorie.
Di qualità elevata: produzione tedesca.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- (morsetto cod. 32766 e rotaia esclusi)

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 32742

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**