



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SFIGMO DIGITALE DOMINO - su carrello

Codice di riferimento: 32804

Marca: GIMA

Prezzo: 131.76€

CARATTERISTICHE:

Sfigmomanometro digitale da tavolo professionale, per uso privato ambulatoriale non per uso ospedaliero. - Design innovativo con ampio display - Si trasforma in orologio da tavolo con misurazione anche della temperatura ambientale - Doppio sistema di batteria per non perdere mai i dati - Sistema di rilevazione dei battiti irregolari - 120 memorie (60 x 2 utenti) - Funzione di allarme come promemoria - Insufflazione e sfiatamento automatici - Codifica colore secondo le linee guida WHO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Campo di misurazione: - pressione: 40 ~ 260 mmHg - pulsazioni: 40 - 160 bpm • Precisione: - pressione \pm 3 mmHg - pulsazioni \pm 5% • Alimentazione: 4 batterie AA o adattatore AC (opzionale) • Dimensioni: 158 x 120 x 127 mm • Peso: 490 g

MARCA E MODELLO:

GIMA 32804

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**