



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SFIGMO DIGITALE YTON

Codice di riferimento: 32722

Marca: GIMA

Prezzo: 33.55€

CARATTERISTICHE:

Sfigmomanometro digitale semiautomatico con insufflazione manuale e sfiatamento automatico attraverso valvola manuale. Leggero: solo 50g, un terzo dei misuratori di pressione tradizionali. Ampio display LCD da 9 cifre mostra contemporaneamente le indicazioni pulsazioni, pressione sistolica/diastolica, e memorizza 90 letture. Campo di misurazione: 40-260 mmHg Pulsazioni: 40-160/minuto Alimentazione: 1 batteria AAA

MARCA E MODELLO:

GIMA 32722

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**