



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SFIGMO ERKA VARIO - da tavolo

Codice di riferimento: 32671

Marca: GIMA

Prezzo: 218.9€

CARATTERISTICHE:

Sfigmo di qualità superiore, prodotto in Germania per uso in ambulatorio o in ospedale. Il modello Vario di base consiste in un manometro di grande precisione in una struttura in ABS con una vite di chiusura integrata per la variazione dell'angolo d'inclinazione individuale, un supporto grande per la sistemazione dei bracciali in lamina d'acciaio polverizzato, un supporto per la monopalla e un tubo a spirale con monopalla e valvola di sfiato dell'aria. Questa valvola cromata di grande qualità facilita le regolazioni di precisione. La scala di 150 mm è dotata di un anello esterno a specchio e di un vetro anti- riflesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Altezza con cestino: 260 mm • Larghezza con cestino: 180 mm • Profondità con cestino: 120 mm • Campo di misurazione: 0-300 mmHg \pm 3 mmHg • Peso con il cestino: 1350 g • Altezza della base: 830-1360 mm (regolabili) • \emptyset Tubo: 18-25 mm • Angolo di orientamento: fino a 60°

MARCA E MODELLO:

GIMA 32671

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**
