



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SFIGMO RIESTER PRECISA" N

Codice di riferimento: 32717

Marca: GIMA

Prezzo: 87.84€

CARATTERISTICHE:

Prodotto caratterizzato dalla tipica qualità Riester. Corpo in alluminio e semplice connettore a innesto per tubo è ideale come apparecchio portatile per ambulatori ed ospedali. Bracciale calibrato in nylon con velcro. - Pera in lattice per l'insufflazione del bracciale - Base della valvola in metallo - Manico ergonomico a cucchiaio in acciaio inox - Semplice collegamento a innesto del tubo - Valvola di sfiato di precisione e antiusura - Microfiltro per la protezione della valvola di sfiato e il sistema di misura - Membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione praticamente inalterabile nel tempo - Membrana resistente a pressioni elevate fino a 600 mm Hg

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Scala lineare graduata in alluminio, da 0 to 300 mmHg
- Valvola di sfiato di precisione

MARCA E MODELLO:

GIMA 32717

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.



Acquista subito