



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

MISURATORE DI PRESSIONE OMRON M3 HEM-7154-E

Codice di riferimento: 49905

Marca: GIMA

Prezzo: 105.2€

OMRON M3 HEM-7154-E con bracciale Easy 22-42 cm.

- **Clinicamente validato:** consultare www.dablededucational.org per la verifica delle validazioni
- **Tecnologia Intellisense**
- **Rilevatore battito irregolare**
- **Guida posizionamento bracciale**
- **Tecnologia Intelli Wrap: NO**
- **Bracciale: Easy 22-42 cm**
- **Memoria misurazioni: 60 x 2 utenti + mod. guest**
- **Rilevamento movimenti**
- **Indicatore luminoso pressione sanguigna alta:** segnala se i valori superano gli standard E.H.S. per l'automisurazione a domicilio (pressione sistolica 85 e/o pressione diastolica 135)
- **Media ultime 3 misurazioni (media delle ultime 3 misurazioni nell'arco di 10 minuti)**

La tecnologia Intellisense™ garantisce il rilevamento automatico della corretta pressione di gonfiaggio.

Rileva i battiti irregolari e decide autonomamente se il risultato è affidabile o se occorre ripetere la misurazione.

Solo i risultati accurati vengono mostrati.

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo.

