



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **SFIGMO RIESTER R1 ANTISHOCK**

**Codice di riferimento:** 32716

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 115€

### **CARATTERISTICHE:**

Massima precisione e grande durata. Prodotto in Germania. - Antishock fino ad un'altezza di 120 cm - Quadrante: nero Ø 52 mm con lancetta rossa fluorescente - Valvola e condotto aria con valvola di precisione in metallo - Struttura in abs a due elementi - Raccordo del tubo in metallo, posizionato all'estremità del dispositivo per facilitare il cambio di bracciale e garantire un livello di ergonomia superiore - Massima tolleranza d'errore: +/- 2 mm Hg - Peso: 173 grammi

### **MARCA E MODELLO:**

GIMA 32716

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pz.

 **Acquista subito**