



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## SFIGMO ROMA - pediatrico - 1 tubo

**Codice di riferimento:** 32709

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 32.94€

### CARATTERISTICHE:

Sfigmomanometro tradizionale, estremamente leggero ed allo stesso tempo resistente grazie ad un anello in gomma che protegge il quadrante. Dotato di valvola a pulsante che permette l'uso con una sola mano o alternativamente in maniera tradizionale a vite. Fornito con bracciale calibrato in nylon colore blu. Ampio quadrante Ø 65 mm con anello protettivo in gomma.

### MARCA E MODELLO:

GIMA 32709

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**