



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SFIGMO SANAPHON

Codice di riferimento: 32686

Marca: GIMA

Prezzo: 131.9€

CARATTERISTICHE:

Sfigmomanometro classico senza lattice per auto misurazioni precise con stetoscopio. Sanaphon garantisce la precisione delle misurazioni anche nei pazienti con disturbi del ritmo cardiaco.

MARCA E MODELLO:

GIMA 32686

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**