



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SFIGMO SENZA MERCURIO UM-102 - da tavolo

Codice di riferimento: 32775

Marca: GIMA

Prezzo: 210.4€

CARATTERISTICHE:

SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO AND UM-102A - da tavolo

Un nuovo ed avanzato misuratore di pressione digitale, alternativo alle classiche colonne a mercurio

- pressione auscultatoria, misurazione senza mercurio
- lettura digitale pulsazioni
- supporto bracciale impugnatura comoda per il trasporto
- corpo durevole e resistente agli agenti chimici
- vano in ABS e corpo leggero
- colonna del display regolabile per un'agevole analisi dei risultati
- schermo antiriflesso che minimizza i riflessi di luce

Produzione Giapponese.

Fornito di bracciale per adulti 22-32 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Dimensioni: 360 x 96 x 66 mm
- Campo di misurazione:
 - pressione: 0-300 mmHg $\pm$ 3 mmHg
 - pulsazioni: 40-180 battiti/minuto $\pm$ 5%
- Alimentazione: 2x1.5V AA batterie alcaline

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 32775

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

