



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **SFIGMO SENZA MERCURIO UM-102 - su carrello**

**Codice di riferimento:** 32776

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 434.9€

### **CARATTERISTICHE:**

SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO AND UM-102B - su carrello

Un nuovo ed avanzato misuratore di pressione digitale, alternativo alle classiche colonne a mercurio

- pressione auscultatoria, misurazione senza mercurio
- lettura digitale pulsazioni
- supporto bracciale impugnatura comoda per il trasporto
- corpo durevole e resistente agli agenti chimici
- vano in ABS e corpo leggero
- colonna del display regolabile per un'agevole analisi dei risultati
- schermo antiriflesso che minimizza i riflessi di luce

Produzione Giapponese.

Fornito di bracciale per adulti 22-32 cm.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Campo di misurazione:
  - pressione: 0-300 mmHg  $\pm$  3 mmHg
  - pulsazioni: 30-200 battiti/minuto  $\pm$  5%
- Alimentazione: 2x1.5V AA batterie alcaline

**MARCA E MODELLO:**

Gima - Codice 32776

---

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Pezzo

