



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SFIGMO TOKYO - adulti - bracciale nero

Codice di riferimento: 32735

Marca: GIMA

Prezzo: 32.3€

CARATTERISTICHE:

Sfigmomanometro professionale con ampio quadrante Ø 65 mm e valvola di rilascio dell'aria a pulsante che consente lo sfiatamento sia graduale che immediato. Struttura in leggera plastica ABS, dotata di robusto anello antishock per una lunga durata nel tempo. Impugnatura ruotabile a 360°. Fornito con bracciale calibrato in nylon nero, anello tipo D, 1 tubo in PVC, polmone latex free, e pera priva di lattice in una pratica borsa per il trasporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Premere per sfiatamento rapido • Ruotare per sfiatamento graduale

MARCA E MODELLO:

GIMA 32735

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**