



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SFIGMO YTON FONENDO INCORPORATO - aneroide

Codice di riferimento: 32703

Marca: GIMA

Prezzo: 19.6€

CARATTERISTICHE:

SFIGMO YTON - con fonendo incorporato Sfigmomanometro classico con bracciale in tessuto con chiusura velcro e manometro staccato agganciabile sul bracciale per facilitare la lettura. Scala graduata da 0 a 300 mmHg. Manuale d'uso in Italiano. Da 260 mm Hg a 15 mm Hg Tempo deflazione max 10 sec. Scala graduata ogni 2 mm Hg. Zero flottante (il puntatore non presenta un punto di stop ma oscilla liberamente), bracciale in nylon con velcro, pera in lattice con valvola cromata. Rubinetto aria cromato con regolazione rilascio aria tramite valvola a vite. Fornito con una borsa morbida in simil pelle con zip in una scatola di cartone.

MARCA E MODELLO:

GIMA 32703

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**