



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Sfigmomanometro aneroide professionale - A50

**Codice di riferimento:** PR 315050

**Marca:** CA-MI

**Prezzo:** 15.99€

### Caratteristiche del sfigmomanometro aneroide A 50:

Lo sfigmomanometro A 50 è un misuratore di pressione fondamentale per i medici e per le loro visite abituali. L'apprecchio permette di monitorare e valutare manualmente la pressione sanguigna del paziente, sia quella minima sia la pressione massima. Il dispositivo presenta la comoda pompetta per il gonfiaggio del bracciale da posizionare attorno al braccio del paziente e ha un sistema di sgonfiaggio e gonfiaggio molto rapido. Le misurazioni sono molto precisi, sicure e professionali.

### Ulteriori dettagli:

- Gonfiaggio manuale con pompetta
- Manometro in acciaio
- Misurazioni altamente precise

 **Acquista subito**