



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Sfigmomanometro A Colonna Digitale - Modello Da Tavolo, Da Parete E Per Stativo A Rotelle

Codice di riferimento: UM-102B

Marca: INTERMED

Prezzo: 145.67€

CARATTERISTICHE:

Strumento di seconda generazione concepito come sostituto dello sfigmomanometro a mercurio, ormai non più utilizzabile nella pratica clinica. Indicato sia per il personale medico che paramedico; pu essere utile anche come strumento educativo per apprendere la tecnica di misurazione della pressione arteriosa.

Colonna graduata, retroilluminata con sistema anti-abbagliamento. E' inoltre regolabile in diverse angolazioni per una migliore visione dei valori e per favorire l'applicazione o sostituzione dei bracciali e delle batterie. Robusto e leggero chassis in ABS resistente agli agenti chimici; pu quindi essere disinfettato e pulito anche con soluzioni antisettiche quali, ad esempio, etanolo o acqua salina.

Comoda maniglia per il trasporto.

Nuovi bracciali per uso professionale, privi di lattice, disponibili in 5* diverse misure, totalmente disinfettabili con soluzioni antisettiche.

In dotazione bracciale per adulti, circonferenza 22 - 32.

Il bracciale utilizzato pu essere riposto direttamente all'interno dello strumento.

Pratico kit (opzionale) di tubi e raccordi metallici che favorisce la rapida sostituzione dei bracciali.

Funzionamento a batterie.

(aggancio a parete, supporto in metallo e stativo non inclusi).

MARCA E MODELLO:

AND4 UM-102B

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

