



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sfigmomanometro ad aneroide comfort

Codice di riferimento: LF-700

Marca: INTERMED

Prezzo: 26.72€

Caratteristiche dello sfigmomanometro modello comfort:

Il prodotto in offerta, utilizzabile anche da personale non qualificato, si distingue per sicurezza, comodità e precisione. Utilizza un sistema di misura ad un solo tubo; il quadrante del manometro stesso è in alluminio e fosforescente, garantendo un'osservazione migliore della misura. Il meccanismo del manometro è costruito in rame, garantendo protezione da eccessiva pressione. La lancetta del manometro è in una lega antimagnetica di bronzo e stagno, che consente allo strumento una maggiore attendibilità a dispetto di dove venga utilizzato, mentre la valvola di regolazione e rilascio aria è in metallo Chassis e in materiale plastico ABS antiurto. Il manicotto è in nylon, totalmente privo di lattice, con una chiusura a velcro e anello metallico.

Ulteriori dettagli

- Dimensioni quadrante: 48 mm (diametro)
- Scala quadrata da 0 a 300 mmHg.
- Indicazione sul quadrante dei limiti 140/90



Acquista subito