



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sfigmomanometro ad aneroide con fonendo

Codice di riferimento: DM333

Marca: LOGIKO

Prezzo: 35€

Caratteristiche dello sfigmomanometro aneroide con fonendo

Questo sfigmomanometro aneroide è destinato alla misurazione manuale della pressione sanguigna negli adulti e si compone di un bracciale in nylon con chiusura a velcro estremamente confortevole per il paziente e una pompetta in lattice con valvola di ritegno a sfera interamente in metallo cromato.

Per determinare se il soggetto soffre di pressione alta o bassa, lo strumento è munito di un manometro realizzato appositamente per rendere immediata la lettura. Infatti, i valori sono facilmente leggibili attraverso il gioco di contrasti tra lo sfondo bianco e i numeri e le lancette di colore nero. Lo zero è flottante. La struttura invece è composta di un cassa in lega leggera blu con parti metalliche cromate. Il rubinetto dell'aria è completamente realizzato in metallo cromato con regolazione dello sfiato dell'aria mediante valvola a vite. Inoltre, l'apparecchio è munito di un fonendoscopio a testa piatta in alluminio fissato direttamente sul bracciale.

L'apparecchio è confezionato singolarmente in una scatola di cartone stampato ed è fornito all'interno di una busta in similpelle con cerniera.

Specifiche tecniche

- Scala: 0-300 mmHg
- Rilascio dell'aria a rubinetto chiuso: massimo 4mmHg/minuto
- Aggiustamento manuale della deflazione: possibile fino a 2/3 mmHg/s da 260mmHg a 15mmHg
- Tempo di deflazione massimo: 10 secondi
- Scala graduata di 2mmHg in 2mmHg, con tacche maggiori non numerate ogni 10 unità e tacche maggiori numerate ogni 20 unità

Marca e modello

LOGIKO codice DM333

Contenuto della confezione

1 pezzo

Altri modelli disponibili

- [Sfigmomanometro ad aneroide](#)

