



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sfigmomanometro ad aneroide con manometro sul bracciale oscillophon

Codice di riferimento: 905020312

Marca: INTERMED

Prezzo: 92.6€

CARATTERISTICHE:

Sfigmomanometro ad aneroide con manometro fisso sul bracciale con sistema di misura a 2 tubi. Strumento ergonomico con lancetta in metallo e quadrante graduato da 0 a 300 mmHg dal diametro di 48 mm, provvisto di cifre nere su sfondo bianco per agevolare la lettura dei valori. Il manometro di fabbricazione tedesca ha un meccanismo in ottone anti-corrosione con sistema di protezione da eccessiva pressione, caratteristiche che rendono lo strumento resistente e preciso nel tempo. Lo sfigmomanometro OSCILLOPHON ha una valvola cromata di regolazione fine del rilascio dell'aria che rende la misurazione molto precisa. Il bracciale calibrato per adulti, con chiusura a velcro, e la monopalla sono realizzati con componenti ipoallergenici privi di lattice. Colore disponibile: Nero.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

diametro manometro
48 mm

sistema di misura
2 tubi

range di misura
0 - 300 mmHg

MARCA E MODELLO:

Intermed 905020312

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

