



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sfigmomanometro ad aneroide prestige

Codice di riferimento: LF-500

Marca: INTERMED

Prezzo: 30.62€

Caratteristiche dello sfigmomanometro ad aneroide prestige:

Il prodotto in offerta si distingue per la qualità delle componenti, la comodità e il suo essere utilizzabile anche da un personale non qualificato. Lo sfigmomanometro utilizza un sistema di misura ad un solo tubo; il quadrante del manometro stesso è in alluminio e fosforescente, consentendo una lettura della misura veloce in ogni circostanza. Il meccanismo del manometro è in rame, il quale protegge il dispositivo da eccessiva pressione. La lancetta del manometro è in una lega di bronzo e stagno, la quale è antimagnetica, mentre la valvola di regolazione e rilascio aria è in metallo Chassis e in materiale plastico ABS antiurto. Il manicotto è in nylon, privo di lattice, con una chiusura a velcro e anello metallico.

Ulteriori dettagli

- Dimensioni quadrante: 60 mm (diametro)
- Scala quadrata da 0 a 300 mmHg.
- Indicazione sul quadrante dei limiti 140/90

 **Acquista subito**