



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sfigmomanometro Ad Aneroide Su Stativo A Rotelle Gamma Xxl Lf-S

Codice di riferimento: M-00.09.326

Marca: INTERMED

Prezzo: 366.56€

CARATTERISTICHE:

Modello con sistema di misura a 2 tubi, che coniuga l'elevato standard qualitativo HEINE a caratteristiche di precisione certificata dalla Validazione Clinica di accuratezza secondo il Protocollo Internazionale European Society of Hypertension (E. S. H.). Il quadrante e' provvisto di cifre nere su sfondo bianco per una chiara lettura dei valori. Il manometro di produzione tedesca, con poche parti meccaniche in movimento, e' racchiuso in un sistema di protezione a prova di urti. Il particolare sistema di distribuzione dell'aria al bracciale e al manometro, permette di non indurre carichi eccessivi di pressione nel meccanismo ad aneroide, rendendo lo strumento durevole e preciso nel tempo. Provvisto di un tubo prolunga in gomma, di lunghezza 3 metri, per poter facilmente misurare la pressione anche a distanza dallo strumento. La monopalla di grandi dimensioni, circa il 50% maggiore in volume rispetto alle tradizionali, consente una rapida pressurizzazione del bracciale, riducendo i tempi di misura. I materiali dello chassis sono composti di durevole materiale policarbonato plastico. Il bracciale calibrato di alta qualita', con chiusura a velcro, e' realizzato con componenti privi di lattice e facilmente lavabile. Lo strumento e' completo di stativo in metallo di alta qualita', a 5 rotelle.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

diametro manometro 130 mm sistema di misura 2 tubi range di misura 0 - 300 mmHg

MARCA E MODELLO:

HEINE M-00.09.326

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**
