



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sfigmomanometro Automatico Digitale Da Tavolo - Display 4"

Codice di riferimento: DM491

Marca: KYARA

Prezzo: 65.76€

CARATTERISTICHE:

Lo sfigmomanometro digitale da tavolo ha un design innovativo con display LCD (dimensioni: 5,5x8,4 cm) di facile lettura che visualizza contemporaneamente la misurazione rapida e precisa della pressione sistolica, diastolica, della frequenza del battito, data/ora e il rilevamento del battito irregolare IHD (Aritmia). Memorie per 2 utenti. 120 memorie totali, 60 per utente. Media delle ultime 3 misurazioni. Metodo di misurazione oscillometrico con indicazione secondo lo standard internazionale (WHO/OMS). Bracciale con chiusura a velcro con gonfiaggio automatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazioni: **4 batterie (AA) 1,5 V**

Alimentatore elettrico: **Non Incluso (AC 220/230 V 50Hz - DC 6.0 V, 1000mA)**

Dimensioni: **L:14,8 P:10 H:5,6 cm**

Peso: **271g (senza batterie)**

MARCA E MODELLO:

Kyara - Codice Articolo DM491

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

