



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sfigmomanometro Automatico Digitale Da Tavolo - Display 4.8" - Standard E Parlante In Italiano

Codice di riferimento: DM492S

Marca: KYARA

Prezzo: 91.3€

CARATTERISTICHE:

Lo sfigmomanometro digitale automatico da tavolo ha un design innovativo con grande display LCD (dimensioni: 6,9x10,2 cm) retroilluminato che visualizza contemporaneamente la misurazione rapida e precisa della pressione sistolica, diastolica, della frequenza del battito, data/ora e il rilevamento del battito irregolare IHD (Aritmia). Memorie per 2 utenti. 120 memorie totali 60 per utente. Media delle ultime 3 misurazioni. Possibilità di interfacciamento con PC tramite porta USB (CD software e cavo optional). Metodo di lettura oscillometrico con indicazione secondo lo standard internazionale (WHO/OMS). Bracciale con chiusura a velcro con gonfiaggio automatico. Parlante in italiano (solo DM492P).

DM492S Standard

DM492P Parlante in italiano

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazioni: **4 batterie (AA) 1,5 V**

Alimentatore elettrico: **Non Incluso (AC 220/230 V 50Hz - DC 6.0 V, 1000mA)**

Dimensioni: **L:16,4 P:11 H:6 cm**

Peso: **430g (senza batterie)**

MARCA E MODELLO:

Kyara - Codice Articolo DM492S

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

