



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

SFIGMOMANOMETRO DIGITALE DA POLSO SMART

Codice di riferimento: 32918

Marca: GIMA

Prezzo: 28.1€

CARATTERISTICHE:

Sfigmomanometro compatto, gonfiaggio controllato, multiutente. - Tecnologia Smart Inflation per determinare automaticamente la pressione di gonfiaggio - Indicatore di pressione OMS - Rilevatore di battito cardiaco irregolare - Media delle ultime 3 letture - 2 x 60 memorie, data e ora - Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, GR, Arabo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Metodo di misurazione: oscillometrico, misurazioni e gonfiaggio automatici • Pressione del sangue: 0-295 mmHg $\pm$ 3 mmHg • Gamma frequenza cardiaca: 40-180 battiti/min $\pm$ 5% di lettura • Gamma misurazioni: 30-280 mmHg • Alimentazione: 2 batterie AAA 1.5 V • Dimensioni: 84 x 64 x 28 mm • Display LCD: 31.9 x 39.6 mm • Peso: 110 g (senza batterie) • Bracciale da polso: per circonferenze da 14 a 19.5 cm

MARCA E MODELLO:

GIMA 32918

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

