



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sfigmomanometro per auto misurazione con fonendoscopio incorporato regent

Codice di riferimento: 912020312

Marca: INTERMED

Prezzo: 128.8€

CARATTERISTICHE:

Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare con sistema di misura a 1 tubo e fonendoscopio incorporato per l'automisurazione della pressione. Strumento completo di lancetta in metallo e quadrante graduato da 0 a 300 mmHg dal diametro di 60 mm, provvisto di cifre nere su sfondo bianco per agevolare la lettura dei valori. Il manometro di fabbricazione tedesca ha un meccanismo in ottone anti-corrosione con sistema di protezione da eccessiva pressione, caratteristiche che rendono lo strumento resistente e preciso nel tempo. Lo sfigmomanometro REGENT II AUTOTEST ha una valvola cromata di regolazione fine del rilascio dell'aria, rendendo la misurazione molto precisa. Il bracciale calibrato per adulti, con chiusura a velcro, realizzato con componenti ipoallergenici privi di lattice. Parte integrante dello strumento il fonendoscopio con testina in alluminio applicata direttamente sul bracciale per facilitarne l'auscultazione dei toni di Korotkoff: Archetto auricolare in rame cromato con olive rigide in PVC con innesto a vite e lira in PVC ipoallergenica priva di lattice. Colore disponibile: Nero.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

diametro manometro
60 mm

sistema di misura
1 tubo

range di misura
0 - 300 mmHg

MARCA E MODELLO:

Intermed 912020312

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

