



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Sgabello inox a rotelle

**Codice di riferimento:** 27951

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 126.3€

### Caratteristiche dello sgabello inox a rotelle

Sgabello medico con altezza regolabile adatto a tutte le visite specialistiche, senza schienale e con base di appoggio in plastica dotata di 5 rotelle che consentono un facilissimo spostamento dello sgabello, con un movimento fluido e costante.

### Specifiche tecniche

Altezza: regolabile tra 47 e 59 cm Diametro seduta: 32 cm Materiale: acciaio e plastica Colore: grigio Origine: Italia

### Marca

Gima

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

### Altri modelli disponibili

- [Sgabello inox con piedini fissi in alluminio](#)
- [Sgabello inox con piedini in plastica](#)

 **Acquista subito**