



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

RO+TEN - Shouldfix II immobilizzatore per braccio e spalla

Codice di riferimento: PR2-8412

Marca: RO+TEN

Prezzo: 47.7€

È un dispositivo medico, pratico e affidabile, che assicura un'ottima immobilizzazione dell'articolazione della spalla. È costituito da una sacca reggibraccio, 2 bretelle, una fascia contenitiva e da un'esclusiva fascetta blocca-gomito. Le 4 componenti, grazie alla loro struttura e al tessuto velcrabile, consentono di regolare l'ortesi in modo ottimale su qualsiasi costituzione, per ottenere la posizione braccio-spalla più corretta, mantenendola inalterata giorno e notte. La fascetta blocca-gomito, in particolare, evita lo scivolamento esterno del braccio, anche dopo molte ore e durante il sonno. Intuitivo nell'applicazione, si indossa e si sfilava in pochi secondi e senza alcuna difficoltà. Radiotrasparente.

CARATTERISTICHE

- Sacca reggibraccio in tessuto velcrabile, per il massimo range di regolazione
- Morbide bretelle velcrate
- Esclusiva fascetta blocca-gomito in tessuto reticolare
- Fascia contenitiva in tessuto velcrabile, per il massimo range di regolazione

INDICAZIONI

- Fratture composte dell'omero
- Lussazioni gleno-omerali

- Distorsioni della spalla
 - Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-omeroale
 - Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omeroale
-

Taglia

universale - ambidestro

