



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Shouldfix immobilizzatore per braccio e spalla con tasca per gomito

Codice di riferimento: PR2-8408

Marca: RO+TEN

Prezzo: 46.4€

È un dispositivo medico, leggero e confortevole, che assicura un'ottima immobilizzazione dell'articolazione della spalla mantenendo l'arto interessato in una posizione corretta ed efficace per tutto il periodo di convalescenza. La fascia in accoppiato bianco perfeziona il bloccaggio articolare e dunque l'efficacia del trattamento. Di facile applicazione, assume la sua posizione funzionale in pochissimi secondi. Il tessuto in cotone al 100%, traspirante, lavabile e resistente, rende più confortevole l'utilizzo.

CARATTERISTICHE

- Struttura reggibraccio in tessuto misto cotone
- Fascia di immobilizzazione in morbido tessuto imbottito
- Tiranti a girospalla con velcri di chiusura
- Tasca di contenimento per gomito

INDICAZIONI

- Fratture composte dell'omero
- Lussazioni gleno-omerali
- Distorsioni della spalla
- Trattamento post-operatorio delle fratture dell'omero e negli interventi per lussazione gleno-omeroale
- Trattamento post-operatorio delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale

Taglia

universale - ambidestro

