

Numero Verde

800 172547



Da cellulare

030 7777942

SIRINGA 3 PEZZI - con ago - 21G - eccentrica LC - 20 ml - conf. 50 pz.

Codice di riferimento: 23834

Marca: GIMA

Prezzo: 13.3€

Dispositivi medicali di alta qualità in grado di garantire un ottimo livello di sicurezza.

Le siringhe ipodermiche INJ/LIGHT sono state realizzate in conformità con i maggiori standard internazionali e rispettano la Direttiva Europea CEE/93/42. La fabbricazione rispetta i requisiti delle norme UNI EN ISO 9001/2000 - UNI EN ISO 13485/2004.

La linea INJ/LIGHT è completamente atossica e apirogena.

Realizzata in polipropilene trasparente con graduazione nera e confezionata individualmente in blister.

Confezione in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA.

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**