

Numero Verde

800 172547



Da cellulare

030 7777942

Siringa 3 Pezzi Con Ago 22g - 2,5ml Centrale Lc

Codice di riferimento: 23825

Marca: GIMA

Prezzo: 12.2€

CARATTERISTICHE:

- SIRINGHE CON AGO
- CONO LUER CENTRALE
- Capacità: 2,5 ml (estendibile a 3 ml)
- 22G - 0,7 x 32 mm

Dispositivi medicali di alta qualità in grado di garantire un ottimo livello di sicurezza.

Le siringhe ipodermiche INJ/LIGHT sono state realizzate in conformità con i maggiori standard internazionali e rispettano la Direttiva Europea CEE/93/42. La fabbricazione rispetta i requisiti delle norme UNI EN ISO 9001/2000 - UNI EN ISO 13485/2004.

La linea INJ/LIGHT è completamente atossica e apirogena. Realizzata in polipropilene trasparente con graduazione nera e confezionata individualmente in blister.

Confezione in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA..

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 23825

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Confezione da 100 Pezzi

 **Acquista subito**